


Virus Fixer/ウイルス固定液

コロナウイルス検査に必須な収集・保存に最適

ウイルスRNAの固定と保存用の溶液



規格: 0.5mL/tube 25本入
販売価格: 別途問い合わせ



株式会社A-CLIP研究所

〒260-0856 千葉市中央区亥鼻1-8-15

TEL 043-221-0831 FAX 043-221-0832

E-mail: office@a-clip.jp

URL: <http://www.a-clip.jp>

【販売代理店】

高信化学株式会社 東京支店

〒103-0011


東京都中央区日本橋大伝馬町14-17

大伝馬町千歳ビル1F

TEL: 03-5651-3040, FAX: 03-5651-3041

Web: <http://www.koshin-chem.co.jp>

Virus-Fixerを使った検体の保存方法【例】



【注意】

本例は、サンプルを固定する1例で、
固定方法としての標準方法ではありません。
詳細は、製品に同梱の説明書をご参照ください。